

**DEGIVRAGE RAPIDE  
FACILE & PROPRE**

# izidefrost+

ASPIRATEUR DE DEGIVRAGE

## FAVORISEZ L'ENTRETIEN DE VOS CONGÉLATEURS

**-20°C / -80°C / -150°C**

L'outil indispensable pour tout laboratoire disposant d'un parc de congélateurs.

Favorisez un dégivrage plus régulier, évitant d'éteindre le congélateur et le transfert de son contenu. Ainsi prolongez la durée de vie de vos congélateurs et réduisez votre consommation électrique de **-30% à -50%**

### Appareil Professionnel

Caractéristiques techniques spécifiquement optimisées pour permettre l'aspiration de glace et de neige à -80°C

### Raclette

Grattez et cassez le givre

### Cuve 25L

Aspirez le givre et la glace

### Filtre HEPA en sortie d'air

Évitez toute contamination en cas d'aspiration d'un échantillon ou d'un résidu d'échantillon

- 2 raclettes incluses: inox et plastique
- Dimensions : L375mm x H53mm x l.390mm - Poids : 9kg
- Débit d'air : 4000l/m - Niveau sonore : 64dba



**CONTACT@IZIBIO.FR**

13/15 RUE TAIBTOUT 75009 PARIS - FRANCE

**+33 (0)1 48 01 48 14**

[www.izibio.fr](http://www.izibio.fr)

