

**DEGIVRAGE RAPIDE
FACILE & PROPRE**

izidefrost+

ASPIRATEUR DE DEGIVRAGE

FAVORISEZ L'ENTRETIEN DE VOS CONGÉLATEURS

-20°C / -80°C / -150°C

L'outil indispensable pour tout laboratoire disposant d'un parc de congélateurs.

Favorisez un dégivrage plus régulier, évitant d'éteindre le congélateur et le transfert de son contenu. Ainsi prolongez la durée de vie de vos congélateurs et réduisez votre consommation électrique de **-30% à -50%**

● *Dimensions : L375mm x H53mm x l.390mm - Poids : 9kg
Débit d'air : 4000l/m - Niveau sonore : 64dba*

Appareil Professionnel

Caractéristiques techniques spécifiquement optimisées pour permettre l'aspiration de glace et de neige à -80°C.

2 raclettes incluses

Inox et plastique

Cuve 25L

Aspirez le givre et la glace

Filtre HEPA en sortie d'air

Évitez toutes contaminations en cas d'aspiration d'un échantillon ou d'un résidu d'échantillon.



CONTACT@IZIBIO.FR

58 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS - FRANCE

+33 (0)1 48 01 48 14

www.izibio.fr

